


6- BENCILAMINOPURINA

6- BENZYLAMINOPURINE (BAP)

DESCRIPCIÓN GENERAL

El 6- bencilaminopurina es un suplemento de citoquinina de primera generación, respuestas de crecimiento y desarrollo de las plantas, promueve la división celular estableciendo flores y estimulando la riqueza de los frutos.



INFORMACIÓN DEL COMPUESTO

No. CAS: 1214-39-7

No. CE: 214-927-5

Formula química: $C_{12}H_{11}N_5$

Peso molecular: 225,25 g/mol

ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

Forma: Sólido en polvo

Color: Blanco/ amarillo claro

Punto de fusión: 230- 233°C

Solubilidad : En agua 44 mg/mL a 15°C, hidróxido de sodio 10 mg/mL, soluble en metanol, etanol, hidróxido de amonio concentrado

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el recipiente en vertical y cerrado

Mantengase a la sombra en un lugar fresco y ventilado

Temperatura de -20°C

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

