



* Accesorio: Dos bandejas de acero inoxidable



*Cámara cuadrada



LCD display



Seguridad de sobre temperatura y sobre presión



Preselección entre 6 programas



Garantía de 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	25 L	40 L
Capacidad	25 L	40 L
Llenado de tanque de agua	5 L	
Tipo de ciclo de esterilización	Ciclo clase B - EN 13060-2 estándar	
Rango de temperatura	110 - 135 °C	
Rango de presión	0.4 - 2.3 bar	
Dimensiones externas del equipo [An xAl xPr]	495 x 460 x 689 mm	527 x 530 x 787 mm
Dimensiones internas del equipo [An xAl xPr]	270 x 230 x 420 mm	300 x 300 x 480 mm
Peso del equipo	60kg	70kg
Potencia	2.5 kW	
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz ; 110V, 60Hz	

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

