



Equipo de nueva generación



Amplio rango de accesorios



Silencioso



Limpieza de forma rápida y sencilla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelos de baño ultrasonido					
	P30H	P60H	P70H	P120H	P180H	P300H
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37-80					
Máx volumen de llenado (L)	2,75	5,75	6,9	12,75	18	28
Volumen útil de la cuba (L)	1,9	4,3	5,2	9	12,9	20,6
Potencia (W)	320/350	680/650	970	1330	1330	1630
Dimensiones del equipo [An xAl xPr] (mm)	300x221x179	365x271x186	568x221x179	365x321x278	390x321x340	568x321x340
Dimensiones de la cuba [An xAl xPr] (mm)	240x100x137	300x150x151	505x100x137	300x200x240	327x200x300	505x200x300
Peso (kg)	3,3	5,1	5,6	7,5	8,5	11
Material de equipo y cuba	Acero inoxidable V2A					

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

