



LCD display



Garantía de 2 años



Resistencia a corrosión
y limpieza sencilla



Amplio rango de
aplicaciones

Pesaje dinámico

Determinación de densidad

Conteo

Control de peso

Pesaje

Pesaje porcentual

Estadística

Formulación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima	220g
Lectura mínima	0,1 mg
Tamaño del plato	90 mm
Calibración interna	Externa automática
Pantalla	LCD
Temperatura de funcionamiento	18 - 32°C
Material del plato	Acero inoxidable
Tiempo de estabilización	3 seg
Dimensiones del equipo [An xAl xPr]	342,5 x 341 x 212 mm
Voltaje	230 V / 115 V, 50/60Hz
Unidad de medida	Gramo, Miligramo, Quilate, Onza, Onza troy, Libra, Pennyweight, Grano, Momme, Mesghal, Tael de Hong Kong, Tael de Singapur; Tael de Taiwán

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

