



\* Medidor de presión en zona de trabajo



\* Caja de paso con lámpara UV



LCD display



Tres filtros HEPA



Presión negativa



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas del equipo [An xAl xPr]	1540 x 2000 x 880 mm
Dimensiones internas del equipo [An xAl xPr]	910 x 660 x 650 mm
Iluminación	≥ 1000lux
Peso	350kg
Nivel de ruido	≤ 61 dB
Consumo	1200 W
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz ; 110V, 60Hz
Material de área de trabajo	Acero inoxidable 304
Material de ventana frontal	Vidrio templado de 8mm
Material de guantes	Caucho butílico de 800mm
Alarma	Audio y visual, presión anormal; Reemplazo de filtros

+57 (1) 300 3161  
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co  
comercial@quimicompany.com.co

