

## CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL BBS-H1100 & BBS-H1500



\* Ventana lateral de vidrio



LCD display



Entorno de trabajo  
brillante y abierto



Filtro HEPA



Presión positiva



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	BBS-H1100	BBS-H1500
Dimensiones externas del equipo [An xAl xPr]	1100 x 1690 x 808 mm	1500 x 1690 x 808 mm
Dimensiones internas del equipo [An xAl xPr]	1000 x 600 x 500 mm	1400 x 600 x 500 mm
Altura de superficie de trabajo	750 mm	
Velocidad de aire	Promedio de 0.3-0.45 m/s	
Nivel de ruido	< 65 dBA	
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz ; 110V, 60Hz	
Consumo	200 W	300 W
Peso	170kg	185kg
Lámpara UV	Emisión de 253.7 nanómetros	
Material de área de trabajo	Acero inoxidable 304	
Material de ventana lateral y frontal	Vidrio templado de 8mm	
Material del cuerpo principal	Acero laminado en frío, recubrimiento en polvo antibacteriano	

+57 (1) 300 3161  
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co  
comercial@quimicompany.com.co

