



LCD display




Entorno de trabajo brillante y abierto



Filtro HEPA



Ventana delantera motorizada



* Ventana lateral de vidrio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	BBS-V1300	BBS-V1800
Dimensiones externas del equipo [An xAl xPr]	1300 x 2040 x 750 mm	1800 x 2040 x 750 mm
Dimensiones internas del equipo [An xAl xPr]	1200 x 610 x 645 mm	1700 x 610 x 645 mm
Altura de superficie de trabajo	750 mm	
Velocidad de aire	Promedio de 0.3-0.5 m/s	
Nivel de ruido	< 65 dBA	
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz ; 110V, 60Hz	
Consumo	400 W	450 W
Peso	228kg	306kg
Lámpara UV	Emisión de 253.7 nanómetros	
Material de área de trabajo	Acero inoxidable 304	
Material de ventana lateral	Vidrio templado de 5mm	
Material de ventana frontal	Vidrio templado de 5mm- Motorizado	
Material del cuerpo principal	Acero laminado en frío, recubrimiento en polvo antibacteriano	

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

