



Pantalla LED



Resistencia a ácidos
álcalis y anticorrosión



Entorno de trabajo
brillante y abierto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	FH 1000 (P)	FH 1200 (P)
Dimensiones externas del equipo [An xAl xPr]	1047 x 2450 x 800 mm	1247 x 2450 x 800 mm
Dimensiones internas del equipo [An xAl xPr]	787 x 700 x 560 mm	987 x 700 x 560 mm
Máx. apertura	740 mm	
Altura de superficie de trabajo	820 mm	
Ducto de escape	PVC, longitud estándar 4m	
Nivel de ruido	≤ 68 dBA	
Fuente de alimentación	220V, 50/60Hz ; 110V, 60Hz	
Consumo	330 W	360 W
Peso	160kg	198kg
Velocidad de aire	0.3-0.8 m/s	
Material de área de trabajo	Resina fenólica resistente a químicos	
Material del cuerpo principal	PP de porcelana blanca de 8mm	
Material de ventana frontal	Vidrio templado de 5mm	

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

