

## INCUBADORA CON AGITACIÓN



LCD display



Disponibilidad de otras plataformas



Seguridad en control de temperatura y apertura de puerta



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. de temperatura	60°C
Exactitud de temperatura	0,1°C
Temporizador continuo	99h:59min
Rango de velocidad	40-300rpm
Dimensiones de la plataforma	320 x 320mm
Diametro de orbita	20mm
Peso	40kg
Clase de seguridad	3.1
Potencia	500W
Dimensiones del equipo [An xAl xPr]	500 x 470 x 610mm
Max. cantidad de agitación	7 Erlenmeyers 500ml / 4 Erlenmeyers 1000ml

+57 (1) 300 3161  
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co  
comercial@quimicompany.com.co

