

AGITADOR VÓRTEX MaxShake VM30



Ideal para mezcla de soluciones



Control electrónico de velocidad



Tamaño compacto



Vibraciones mínimas (Máx. estabilidad)



Accesorio opcional

Incluye removedor, cabezal pop-off y cabezal de plataforma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Spec.	Model	"MaXshake™ VM30"	
Speed Range		0 ~ 3,300 rpm	
Shaking Motion		Orbital, Circuit Orbit : 4.0mm	
Control		Analog Phase Controller	
Motor		Brushless AC Motor	
Head (Included)		Pop-off Cup Head and Φ 76mm Platform Head	
Max. Load		0.5kg	
Material		Aluminum Die-casting with Powder Coating	
Dimensions (w×d×h) (mm)		140× 190× h123 mm	
Weight		3 kg	
Others		3-position Power Switch Operates Aluminum Die-casting with Powder Coating	
Packing Dimension (w×d×h) (mm)		175× 255× h215 mm	
Gross Weight		3 kg	
Power Consumption		30 W	
Electrical Reqts.		1 Phase, AC 120V, 50 / 60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz	
Cat. No.	120V	60Hz	DH.WVM00032
		50Hz	DH.WVM00033

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

