

## VISCOSÍMETRO PROGRAMABLE / WVP



Certificación CE



Viscosidad  
relativa y absoluta



Determina automáticamente  
viscosidad máxima.



Función  
data logger



Protección de  
seguridad y alarmas



Retroalimentación  
digital



Usuario puede calibrar  
viscosímetro y PT100



Prueba automática del  
equipo escaneado

Opcional: Adaptador de viscosidad ultra bajo,  
sonda RTD, y micro impresora

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Spec.	Model	A. "WVM-0.6M" Max. Viscosity. 600,000cP	B. "WVM-6M" Max. Viscosity. 6,000,000cP
Viscosity Range cP(mPa.s)		1 ~ 600,000cP	1 ~ 6,000,000cP
Speed Range (RPM)		1 ~ 60	0.1 ~ 100
Certificate		with individual calibration certificate	
Certificate		Included Standard Spindle-kit(LV1~LV4), Stainless-steel ① LV1 : 15 ~ 20,000cP    ② LV2 : 50 ~ 100,000cP ③ LV3 : 200 ~ 400,000 cP    ④ LV4 : 1,000 ~ 2,000,000cP LV0 Spindle for 1~20cP(Optional)	
Measurement Error		± 5% (Newton Liquid)	
Accuracy		± 1.0% of range	
Repeatability		± 0.5%	
Ambient Temperature		5°C ~ 35°C    Relative Humidity : ≤ 80%	
Weight		4 kg	
Electrical Reqts.		AC 230V, 50/60Hz	
Cat. No.		DH.WV1021	DH.WV1022

### APLICACIONES

Grasa  
Pintura  
Productos alimenticios  
Drogas  
Fabricación de papel  
Cosméticos  
Medicamentos, etc.

+57 (1) 300 3161  
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co  
comercial@quimicompany.com.co

