



LCD display



Amplio rango de accesorios



Tamaño compacto


Placa para tubos de centrifuga




Base para frasco




Base para placa de ELISA



30 jacks de 10mm



16 jacks de 12mm



12 jacks de 16mm



Adaptador 100-20V

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Movimiento de mezcla	Orbital
Diametro de la orbita	4mm
Rango de velocidad	200-3000rpm
Voltaje	100-240V
Carga máxima	1kg
Rango de tiempo	1s-999min
Potencia de motor en entrada	20W
Potencia de motor en salida	15W
Dimensiones del equipo [An xAl xPr]	210 x 150 x 69mm
Peso	4kg
Clase de seguridad	IP21

+57 (1) 300 3161  
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co  
comercial@quimicompany.com.co

