



*Capacidad de 3.3 y 6 Litros



Controlador de Temperatura y temporizador



Incluye canasta de acero inoxidable



Ideal para eliminar suciedad, grasa, aceites, ceras. °C



*Capacidad de 10 y 22 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Spec. Model	"WUC-D03H" Max. Capa. 3.3 Lit	"WUC-D06H" Max. Capa. 6 Lit	"WUC- D10H" Max. Capa. 10 Lit	"WUC-D22H" Max. Capa. 22 Lit	
Capacity	3.3 Lit	6 Lit	10 Lit	22 Lit	
Frequency	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz	
HF-peak out	100W	253W	407W	528W	
Heat temp.	ambient to 80 °C	ambient to 80 °C	ambient to 80°C	ambient to 80 °C	
Heating Power	172W	172W	258W	344W	
Timer	0~30 min.	0~60 min.	0~60 min.	0~60 min.	
Display	FND				
Drain-valve	None	None	1/2" NPT	1/2" NPT	
Tank Size inner (w x d x h) (mm)	240x 140x 100	290x 150x 150	290x 240x 150	500x 300x 150	
Weight net	3.4 kg	5.8 kg	8 kg	12.9 kg	
Packing Dimension (w x d x h) (mm)	320x 200x 290	360x 220x 350	440x 320x 360	640x 380x 370	
Gross Weight	3.7 kg	6.3 kg	8.5 kg	13.4 kg	
Power Consumption	290W	425W	665W	872W	
Electrical Reqts.	1 Phase, AC 120 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz				
Cat. No.	120V	DH.WUC.D103H	DH.WUC.D106H	DH.WUC.D110H	DH.WUC.D122H

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

