

AGITADOR MAGNÉTICO MAX 2300 RPM

REF: 801



Adecuado para varios tamaños hasta 3000ml



Rango de velocidad de 0 a 2300 RPM (sin contenido)



- Una elección muy rentable de un agitador/mezclador magnético fiable
- Capacidad de agitación de 3000 ml (0,8 galones)
- Viene con 2 barras agitadoras de 3cm y 3,5cm.

Especificaciones técnicas

Parámetros	Description
Rango de velocidad	0 a 2300 RPM sin contenido
Rango de diámetro	Φ120 mm
Máx. Vol de agitación	3000 ml
Fuente de energía	Entrada: CA 110V 60Hz; Salida: CC9V-2A
Dimensiones y peso	Φ120 x 49 mm / 500g
Diámetro de área de trabajo	Φ120 mm