

## AGITADOR CON SOSTENEDOR DE ELECTRODO

REF: 601



Potente capacidad de agitación



Adecuado para varios tamaños

- Una opción económica de un agitador/mezclador magnético confiable y duradero con portaelectrodos
- Capacidad de agitación estable y potente con una capacidad máxima de agitación de 3000 ml
- Viene con dos barras agitadoras magnéticas (25 mm y 30 mm) y un portaelectrodos.
- Control de velocidad suave
- Diseño de estructura duradera

### Especificaciones técnicas

| Parámetros                                 | Descripción                  |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Rango de velocidad                         | 0 a 2300 RPM (sin contenido) |
| Rango de diámetro                          | Ø120mm                       |
| Máx. Vol. de Agitación                     | 3000ml                       |
| Fuente de Energía                          | Adaptador de Energía DC9V    |
| Dimensiones                                | Ø120 x 49mm                  |
| Tamaño                                     | Ø16mm Ø13mm                  |
| Distancia ajustable del clip del electrodo | 0 a 90mm                     |

 (601) 300 3161 + (57) 316 532 6905

 [www.quimicompany.com.co](http://www.quimicompany.com.co)

 [info@quimicompany.com.co](mailto:info@quimicompany.com.co)