

QUIMICOMPANY

EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

APERA
INSTRUMENTS

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE BOLSILLO

REF: EC20

Características

- Larga pantalla STN LCD, 180° de ángulo de visibilidad
- Visualización simultánea de mediciones y lecturas de temp.
- Indicación de lecturas estables con una cara sonriente
- Autodiagnóstico para asegurar la calibración correcta
- Alimentado por 4 baterías AAA, hasta 2000 horas de operación continua
- Equipo completo con amortiguadores listos para ser usados



Diseño durable:
resistencia al agua
y polvo IP67



Funciona con
pilas AAA, Hasta
1000 horas de uso
continuado

 (601) 300 3161 +(57) 316 532 6905


 www.quimicompany.com.co

 info@quimicompany.com.co

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE BOLSILLO

REF: EC20

Contenido del equipo



1. Medidor EC20
2. Solución estándar de conductividad premezclada (12.88mS)
3. Solución estándar de conductividad premezclada (1413µS)
4. AAA Baterías
5. Cordón
6. Manual rápido
7. Estuche de transporte

Especificaciones técnicas

Parámetros	Descripción
Parámetro de medición	Conductividad (EC)/°C
Rango	0 a 200.0 µS/cm 0 a 2000 µS/cm 0 a 20.00 mS/cm 0 a 50.0 °C (32 a 122°F)
Resolución	0.1/1 µS; 0.01 mS; 0.1 °C
Precisión	±1% F.S; ±0.2 °C
Compensación de temp.	Automática 0 a 50°C
Puntos de calibración	1~2 Puntos
Autodiagnóstico	Sí
Aviso de baja batería	Sí
Duración de la batería	Trabajo continuo > 1000 hrs
Calificación IP	Resistencia al agua y polvo IP67; Flota en el agua
Baterías	Baterías AAA ×4
Dimensiones y peso	Medidor : 40x31x178mm/107g Estuche: 190x165x40mm /438g