

BOMBA DE VACÍO DE MEMBRANA CON RESISTENCIA QUÍMICA ME 4C NT



Silencioso y baja vibración



Larga vida útil de membranas



Resistencia alta a químicos

* Accesorios: Manguera de vacío de caucho 8mm
Manguera de vacío de caucho 6mm
Válvula para regular
Manómetro ME1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máx. capacidad de aspiración 50/60Hz	3.9 / 4.3 m³/h
Vacío final (absoluta)	70 mbar
Máx. contrapresión (absoluta)	1.1 bar
Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento)	10 - 40°C
Rango de temperatura ambiente (zona almacenaje)	-10 - 60°C
Capacidad de motor	0.18 kW
Velocidad nominal 50/60 Hz	1500/1800 min ⁻¹
Nivel de ruido	45 dBA
Dimensiones del equipo [An xAl xPr]	243 x 198 x 254 mm
Peso	11.1 kg
Clase de seguridad	IP 40

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

