

BOMBA DE VACÍO POR DIAFRAGMA CON MANÓMETRO 100% LIBRE DE ACEITE

PU-300



Protección de
sobrecalentamiento



Filtraciones generales
Pruebas microbiológicas
Muestreo de aire, etc.



No uso de lubricantes
o cambios de aceite



Certificación CE y
garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Spec.	Model	"PU-300"
Speed of Evacuation		20 Lit/min
Max. Vacuum		105 mbar
Motor Power & Max. Current		60 W, 0.3A
Motor Rotation & Noise Level		1450 rpm, 50 dB
Hose Barb		8 mm
Size & Weight		268x 135x h204 mm, 4.1kg
Electric Rqts.		220V, 50Hz
Cat. No.		DH.Pu0300

APLICACIONES

- ◆ Filtraciones microbiológicas
- ◆ Pruebas microbiológicas
- ◆ Pruebas sólidos suspendidos
- ◆ Extracción de fases sólidas
- ◆ Colector de vacío

+57 (1) 300 3161
+57 316 532 6905



info@quimicompany.com.co
comercial@quimicompany.com.co

